

Tonar Knosti Disco Antistat 3508 Myjka Do Płyt Winylowych Salon Poznań Wrocław



Cena: 285 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Myjka Do Płyt Winylowych Tonar Knosti Disco Antistat 3508

Podczas odtwarzania płyt, a nawet podczas przechowywania płyt, zanieczyszczenia powietrza z zewnątrz (spaliny samochodowe, kurz), a nawet z domu, takie jak palenie papierosów, dymy kuchenne, powodują powstanie na płytach twardego filmu. Folia ta jest trudna do czyszczenia i nie można jej czyścić tylko pędzlem do płyt. Igła podczas odtwarzania zeszkrobuje część pozostałości, która gromadzi się wokół końcówki igły, powodując zniekształcenia podczas odtwarzania lub nawet wyskakując z rowka. Aby tego uniknąć, należy dokładnie czyścić swoje rekordy przynajmniej raz w roku. Można to zrobić za pomocą pralki do płyt.

Na rynku jest wiele modeli, ale najtańszym, ale bardzo wydajnym modelem jest TonarKnosti Disco Antistat. Myjąc płyty tą maszyną, jesteś w stanie wyczyścić nie tylko wspomniane wcześniej zanieczyszczenia, ale także pozostałości dawnego płynu Lenco Clean, który był używany w przeszłości do odtwarzania płyt „na mokro”. Ten płyn pozostawił skryzalizowany osad w rowku, którego prawie nie dało się usunąć, więc nagrania później można było odtwarzać tylko „na mokro”, ale teraz Tonar Disco Antistat również wykonuje doskonałą robotę, aby usunąć te kryształy. Jednocześnie płyn TonarKnosti zmniejsza gromadzenie się elektryczności statycznej na płytach.

Ważne informacje:

- Myjka nadaje się do wszystkich rozmiarów płyt winylowych o średnicach 7 cali, 10 cali i 12 cali.
- Nigdy nie używaj płynu TonarKnosti Fluid lub Tonar QS do czyszczenia płyt szelakowych 78 obr./min. Rodzaj alkoholu stosowany w naszych płynach może trwale uszkodzić lub zniszczyć szelak.
- Podczas procesu "kąpiele" płyty zostaje usunięty kurz, tłuszcz, pleśń (charakterystyczna dla płyt sprowadzanych z Japonii) oraz pozostałości poprodukcyjne a także inne zanieczyszczenia.
- Po zabiegu następuje znaczna poprawa jakości odtwarzanego dźwięku. Przy zastosowaniu odpowiedniego płynu: KNOSTI lub QS płyty pozbawione są ładunków elektrostatycznych.

Zestaw składa się z:

- wanienki z układem miękkich szczotek z naturalnego włosia do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń
- suszarki (stojak do suszenia płyt po wykonanym zabiegu)
- lejka z filtrami do odsączania pozostałej części płynu po zabiegu

- uchwytu w postaci kółka zabezpieczające label płyty przed zamoczeniem (nie zawiera uszczelki)
- krążka redukującego do płyt 7"
- płyty 1l

Uwaga! Model w przeciwieństwie do modelu Tonar Knosti II Generation nie zawiera uszczelki w uchwycie.